

PH-Teststreifen

Mit den pH-Fix 4,5 - 10,0 Indikatorstäbchen kann der pH-Wert im Morgenurin direkt und schnell bestimmt werden.

Der Teststreifen wird einfach in den Mittelstrahl des Morgenurins eingetaucht und anschließend mit der beiliegenden Farbskala verglichen.

Die Stäbchen verfügen über bis zu 4 Indikationsfelder, die den pH-Bereich von 4,5 - 10,0 abdecken. Die Farbfelder bluten nicht aus, wodurch sowohl eine Vermischung der einzelnen Farbfelder, als auch eine Kontamination der Probe verhindert wird.

Produktdetails zu pH-Fix 4,5 - 10,0 Indikatorstäbchen
pH-Fix Indikatorstäbchen zur einfachen Bestimmung des pH-Werts im Harn

Skalenabstufung: 4,5 - 10,0:

- bis zu 3 Indikatorfelder für eine exakte Bestimmung des pH-Wertes
- kein Ausbluten der Indikatorfelder.
- kein Vermischen der Indikatorfelder.
- robuste und praktische Verpackung.
- optimale Farbskala zur einfachen Bestimmung des exakten pH-Wertes.



Darreichungsform:

Nutrition-World bietet PH-Teststreifen in Sachet mit 100 Stück.an.

Wirkungen / Nebenwirkungen

Nebenwirkungen sind keine bekannt.

Ein Produkt der
NUTRITION-WORLD-GROUP Corp.

Mail: nutrition-world@cellpro.at
Website: www.nutrition-world.at